Форум учителей химии Самарской области

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО АНАЛИЗУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

АХМЕТВАЛИЕВА НАИЛЯ МИСБАХОВНА | УЧИТЕЛЬ ХИМИИ | ГБОУ ООШ ППРИМОРСКИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО Р-НАСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО АНАЛИЗУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ П.ПРИМОРСКИЙ

СРЕДИ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ РАССМАТРИВАЕТСЯ ЕЕ ЖЕСТКОСТЬ. ЧРЕЗМЕРНО ЖЕСТКАЯ ВОДА ОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ И ИХ БЫТА.

Жесткость воды — это содержание в воде ионов кальция и магния.

Недостатки жесткой воды:

- Мыло не мылится;
- При стирке белья повышается расход порошка;
- Волосы секутся;
- Плохо развариваются мясо и крупы.







- •Первое исследование: Определение жесткости воды
- •Второе исследование: Определение содержания железа в питьевой воде


Жёсткость воды определяется содержанием в ней растворенных солей:

- Гидрокарбонатов
- Сульфатов
- Хлоридов кальция, магния, железа (II)



Жо.=Жв.+Жп.

Жесткость воды — это свойство воды, связанное с содержанием растворимых в ней соединений кальция и магния: гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов.





Оценка жесткости питьевой воды позволит жителям п.Приморский применить необходимые меры по улучшению качества воды, в целях укрепления своего здоровья и продления времени эксплуатации имеющихся бытовых приборов и систем отопления


Польза и вред щелочноземельных металлов Са и Mg

Избыток кальция в организме

При избытке кальция в пище и питьевой воде, чрезмерном употреблении препаратов кальция и кальциферолов может развиваться гиперкальциемия со следующими симптомами:

- 1) потеря аппетита,
- 2)жажда,
- 3)тошнота,
- 4)рвота,
- 5)слабость,
- 6) судороги,
- 7) азотемия.

Возможно отложение кальция во внутренних органах (особенно почках), мышцах, сосудах.



Магний

Биологическая роль:

- понижает артериальное давление и уровень холестерина в крови;
- оказывает сосудорасширяющее и антисептическое действие;
- благотворно влияет на ЦНС и органы пищеварения;
- играет большую роль в активации защитных сил организма на борьбу против рака.

Токсическое действие:


- <u>при избытке</u> нарушается минеральный обмен;
- повышается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней ЖКТ;
- <u>при недостатке</u> происходит отложение извести на стенках сосудов (склероз сосудов);
- появляются трофические язвы.


ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ДОМАХ ЖИТЕЛЕЙ П.ПРИМОРСКИЙ












Проверка жесткости воды народным способом




выбор объектов для забора воды.



Вода - самое важное и уникальное вещество на нашей планете. Вода составляет 89-90% массы растений и 75% массы животных. В составе человеческого тела 65% воды. Вода служит постоянным участником интенсивных биохимических процессов, происходящих в человеческом организме. Ни один жизненный процесс не совершается без нее. Качество питьевой воды напрямую влияет на организм человека.







Цифровая лаборатория по химии





Определение жесткости воды

Порядок работы

- 1. Снимаем защитный колпачок с электропроводности, с помощью промывалки тщательно ополаскиваем его нижнюю часть, после чего во избежание ошибок, необходимо осушить фильтровальной бумагой.
- 2. Закрепим датчик электропроводности в лапке штатива
- 3. Подключаем датчик к компьютеру
- 4. Запускаем программу измерений Releon Lite
- 5. По очереди в каждый химический стакан с образцами питьевой воды опускаем датчик электропроводности и нажимаем кнопку «Пуск»
- 6. После стабилизации показаний прибора нажимаем на «Паузу» и заносим результаты в таблицу, проводим сравнение.

Определение содержания железа в питьевой воде

Порядок работы

- 1.Приготовим два градуировочных раствора. Для этого мерной пипеткой отбираем 5 мл 0,001М раствора FeCl3,помещаем его в мерную колбу объемом 50мл, доливаем до меткии хорошо перемешиваем. Затем отбираем 25 мл полученного раствора, помещаем его в мерную колбу объемом 50 мл, доливаем до метки и опять хорошо перемешиваем
- 2. Подключаем датчик оптической плотности к компьютеру. Запускаем программу измерений Releon Lite. В подменю датчика выбираем синий светофильтр (длина волны 465нм)
- 3.В кювету наливаем с помощью мерной пипетки 2 мл первого градуировочного раствора, добавляем с помощью аптечной пипетки одну каплю азотной кислоты и с помощью другой 0,5 мл 0,1 мл М раствора роданида калия.
- 4.Для калибровки датчика наливаем дистиллированной воды в кювету и помещаем ее в датчик оптической плотности. Нажимаем кнопку «Пуск».
- Спустя 2-3 секунды нажимаем кнопку «Сбросить» и дожидаемся установления нулевого значения (примерно 5-15 сек)
- 5. Повторяем все для второго градуировочного раствора.
- 6.Построим градуировочный график, который представляет собой зависимость оптической плотность от концентрациираствора, включая нулевую точку.
- 7. На основании графика находим значения концентраций, соответствующих полученным значениям оптической плотности для образцов воды.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- 1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХИМИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
- 2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ
- https://gid.volga.news/article/346695.html